



*Sichern Sie sich jetzt
Ihre MiniMed® Veo™ mit
Ihrem persönlichen
Zubehör!*

Jetzt wird Ihre Pumpe so einzigartig wie Sie!

Jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch lebt und kleidet sich individuell. Daher bietet Medtronic verschiedene Accessoires für die MiniMed® Veo™ an, mit denen Sie Ihre Pumpe Ihrem Lebensstil anpassen können.

Im Zeitraum vom 21.07.2014–31.10.2014 können Sie sich bei Bestellung einer neuen MiniMed® Veo™ außerdem 3 Produkte aus 7 Kategorien ohne zusätzliche Kosten* bestellen. Diese Aktion ist auf den genannten Zeitraum befristet (gültig ist das Datum auf Ihrem Pumpenrezept, bitte beachten Sie die Aktionsbedingungen unten).

Sichern Sie sich jetzt Ihre persönliche MiniMed® Veo™ mit den für Sie passenden Accessoires!

CONTOUR® NEXT LINK (ZWEITGERÄT)



KATEGORIE 1

oder

FERNBEDIENUNG



Aktionsbedingungen.

1. Sonderaktion ist befristet auf den Zeitraum 21.07.2014–31.10.2014
2. Pro Patient kann nur einmal das Angebot in Anspruch genommen werden
3. Es kann maximal 1 Produkt pro Kategorie ausgewählt werden. Bitte beachten Sie, dass maximal 1 Contour® NEXT LINK als Zweitgerät oder maximal eine Fernbedienung ausgesucht werden kann. Insgesamt können Sie maximal 3 Produkte auswählen.
4. Die Aktion ist nur gültig bei Bestellung einer neuen MiniMed® Veo™ Insulinpumpe im Zeitraum vom 21.07.–31.10.2014.
5. Im Aktionszeitraum muss das Rezept für die neue Insulinpumpe bei Medtronic eingehen. Gültig ist das Datum auf dem Pumpenrezept.

* Accessoires und Zubehör sind während dieser Aktion bereits im Preis Ihrer Insulinpumpe enthalten.

KATEGORIE 2



SILIKON-HÜLLE FÜR MINIMED® VEO™ INSULINPUMPE

Die farbigen Silikon-Hüllen sitzen wie eine zweite Haut auf Ihrer MiniMed® Pumpe und dem Gürtelclip und verleihen Ihrer Pumpe einen schönen Look.

KATEGORIE 3



NEOPREN-TASCHE MIT REISSVERSCHLUSS

Die Neopren-Tasche wird horizontal getragen, hat einen Reißverschluss und kann am Gürtel getragen oder mit dem Clip am Hosenbund befestigt werden.

KATEGORIE 4



BH-INSULINPUMPEN-TASCHE

Die BH-Tasche bietet sicheren Halt für die Pumpe und lässt sich vorne, an der Seite oder am Band des BHs befestigen.

KATEGORIE 5



SPORT COOLMAX® T-SHIRT

Sport T-Shirt aus COOLMAX® Material mit 5 praktischen Taschen zum Tragen der Pumpe. Das Infusionsset wird einfach im Inneren platziert.

KATEGORIE 6



KOMFORTABLER BAUCHGURT

Der Gurt besteht aus qualitativ hochwertigem Lycra/Nylon-Material und bietet sicheren und flachen Sitz um die Taille.

KATEGORIE 7



LENNY® TRÄGERHEMD FÜR KINDER

Trägerhemd aus weicher Baumwolle mit Taschen für die Insulinpumpe (95 % Baumwolle, 5 % Elasthan). Zwei integrierte, verdeckte Taschen auf der rechten und auf der linken Seite. Das Infusionsset wird einfach im Inneren des T-Shirts platziert.

MiniMed® Veo™ – für eine bessere Einstellung*



„Was soll ich sagen? Mit meiner MiniMed® Veo™ kontrolliert mein Diabetes nicht länger mich, sondern ich ihn.“ *Teresa*

- ✓ für **mehr Sicherheit** durch präzise Insulinabgabe – sowie Berücksichtigung und Anzeige des aktiven Insulins*
- ✓ für **weniger Angst** vor Unterzuckerungen** – CGM, Voralarme und Hypoabschaltung***
- ✓ für **mehr Komfort** – automatische Übertragung der BZ-Werte vom Contour® NEXT LINK von Bayer und einfache Bolusbestimmung mit BolusExpert®
- ✓ für **mehr Bewegungsfreiheit** und **Flexibilität** – einfach, schnell und jederzeit abkoppelbar
- ✓ für **meinen individuellen Lebensstil** und Körperbau – Auswahl an passenden Infusionssets
- ✓ für **meinen persönlichen Geschmack** – 5 Pumpenfarben und eine Vielzahl an Motiv-Cover

**CGM einfach
zuschaltbar**



**Besser eingestellt.
Vertrauen Sie darauf.**

* im Vgl. zur Mehrfachspritzentherapie (ICT)

** Ly TT et al. Diabetes 2013;62 (Suppl. 1), A58

*** bei Verwendung der Option der Kontinuierlichen Glukosemessung (CGM)